

## Vorteile

- platzsparender und einfacher Einbau in die Arbeitsplatte - freier Arbeitsbereich
- Füllhöhenmarkierung zur sicheren Dosierung
- Bedienelement an der Frontseite
- hygienische Pflege durch abgerundete Wannenecken und Untertischmontage
- einfache Montage durch Anschrauben



## **SONOREX SUPER-Ultraschall-Einbaugeräte mit digitaler Steuereinheit und kontrollierter temperaturüberwachung nach RKI-Richtlinie**

Als neues Feature der bewährten Ultraschall-Einbaugeräte gibt es die separate digitale Steuereinheit ST 30 DT

Sicherheit bezüglich der Eiweißkoagulation bei ca. 43 °C. Erwärmt sich die Badflüssigkeit auf > 40 °C, blinkt als Warnung die entsprechende LED der Temperaturskala und gleichzeitig schaltet sich eine rote Warn-LED dazu.

Die logisch aufgebaute Folientastatur mit klarer Symbolik und den gut erkennbaren Zahlenwerten mit heller LED-Anzeige bietet eine zeitgemäße Erweiterung des Bedienkomforts.

Die neuen Einbaugeräte mit digitaler Steuereinheit entsprechen somit der aktuellen Empfehlung des Robert Koch-Institutes (RKI) und des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zu den „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“, speziell für die Ultraschallreinigung.

# SONOREX SUPER Ultraschall-Einbaugeräte

Einbaugeräte für Instrumente bis 53 cm Länge

Geeignet für ISO- oder 1/1 DIN-Siebschalen

## SONOREX SUPER ZE 1058

Best.-Nr.: 3050

Schwingwanne mit geneigtem Wannboden\*  
Steuereinheit ST 15 mit Schaltuhr 1 - 15 min und Dauerbetrieb



### Technische Daten

Schwingwanne, innen:	600 x 400 x 200/220* mm (L x B x T)
Material:	Edelstahl, 1.4571 (V4A), 2 mm
Inhalt:	46,0 Liter
Arbeitsfüllmenge:	32,0 Liter
Schwingssysteme (Boden):	16 PZT-Breitstrahl-Schwingssysteme
Außenmaße Schwingwanne:	660 x 460 x 270/290* mm (L x B x H)
Ablauf:	Sicke 1½"
Einbau in Arbeitsplatte:	von unten
HF-Generator:	350 x 310 x 142 mm (L x B x H)
Ultraschall-Spitzenleistung**:	2400 W
HF-Leistung:	600 W <sub>eff</sub>
Frequenz:	35 kHz
Stromaufnahme:	2,7 A
Gesamtgewicht:	22,8 kg

## SONOREX SUPER ZE 1058 DT

Best.-Nr.: 3234

Schwingwanne mit geneigtem Wannboden\*  
Steuereinheit ST 30 DT mit Drucktasten und LED-Anzeigen  
für Zeit und Temperatur



**Option:** Einbauspülwanne SW 58 Z ohne Ultraschall  
Best.-Nr. 3049

Ablaufgarnitur G 1½  
Best.-Nr. 601

\*\*Zur Verbesserung der Wirkung wird der Ultraschall moduliert, wodurch sich in Verbindung mit SweepTec ein 4-facher Wert der HF-Leistung als Ultraschall-Spitzenleistung ergibt.

Zubehör	Typ	Best.-Nr.
Einsatzkorb aus Edelstahl Maschenweite 4 x 4 mm, 470 x 240 x 45 mm (L x B x T) KT 57 oder KT 57 Z erforderlich	K 29 EM	688
Einsatzkorb aus Kunststoff PP-blau Lochweite 10,4 x 6,8 mm, 415 x 200 x 50 mm (L x B x T) KT 57 oder KT 57 Z erforderlich	K 29 EP	3083
Korbträger aus Edelstahl Korbträger aus Edelstahl mit Handgriffen für K 29 EM, 1/1 DIN- oder ISO-Korb	KT 57 KT 57 Z	061 3078
Deckel aus Edelstahl	D 57	052
Silikon-Noppenmatte 470 x 245 mm, für K 29 EM und 1/1 DIN-Korb	SM 29	178
Fixierklammern-Set für flexibles Endoskop-Zubehör	FE 12	117
Halter für 6 MIC-Rohre mit 5 oder 10 mm Durchmesser Befestigung im Korb	MH 28	246